


Anti-Cyp51A1 Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16850

商品番号: CM0029428



前書き

CYP51A1（ラノステロール 14 α -脱メチル化酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。コレステロール生合成およびステロイド代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP51A1 Rabbit pAb
備考/別名	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1595
GeneID	1595
免疫原	組換えタンパク質：CYP51A1 (NP_000777.1) のアミノ酸210-509に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16850
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋