


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cyp51A1ポリクローナル抗体 - Q16850

商品番号: CM0013522



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのCYP51A1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。コレステロール合成酵素であるラノステロール14-

αデメチラーゼを検出します。代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP51A1ウサギpAb
備考/別名	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1595
遺伝子ID	1595
免疫原	CYP51A1のアミノ酸245～420に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000777.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16850
タンパク質分子量	57kDa
輸送	保冷バッグ