

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cyp51A1 ラビットモノクローナル抗体 - Q16850

商品番号: CM0007592



前書き

ヒトCYP51A1（ラノステロール14 α -脱メチル化酵素）に対するラビットモノクローナル抗体。組換えタンパク質を免疫原として作製され、WB、IHC-P、ELISAに対応します。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。コレステロール生合成研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP51A1 ラビット mAb
備考/別名	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1595
遺伝子ID	1595
免疫原	組換えタンパク質
由来	ラビット
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16850
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋