

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cyp7B1 ポリクローナル抗体 - O75881

商品番号: CM0018796

前書き

ヒトCYP7B1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。オキシステロール代謝、ニューロステロイド合成、B細胞遊走研究に適しています。 - O75881

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP7B1 ウサギ pAb
備考/別名	CP7B; CBAS3; SPG5A; CYP7B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9420
免疫原	ヒトCYP7B1 (NP_004811.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75881
タンパク質分子量	58kDa
発送	氷袋