

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cypor ウサギモノクローナル抗体 - P16435

商品番号: CM0011957



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用

ウサギ抗CYPORモノクローナル抗体。ヒト、マウス

、ラットと反応。NADPH-

シトクロムP450還元酵素を標的とし、NADPからの電子伝達に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYPOR ウサギ mAb
備考/別名	CPR; CYPOR; P450R
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5447
GeneID	5447
免疫原	ヒト CYPOR (P16435) のアミノ酸100-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16435
タンパク質分子量	77 kDa
発送	保冷バッグ