

WbおよびElisa用Anti-Cyporウサギポリクローナル抗体 - P16435

商品番号: CM0021681



前書き

ヒトCYPOR（NADPH-シトクロムP450レダクターゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミクロソームシトクロムP450系における電子伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYPOR Rabbit pAb
備考/別名	CPR; CYPOR; P450R
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5447
GeneID	5447
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCYPOR (NP_000932.3) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P16435
タンパク質分子量	77kDa
配送	アイスパック