

Wb、If/Icc、Elisa用抗Cyr61ポリクローナル抗体 - O00622

商品番号: CM0017733



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用のヒトCYR61（CCN1/GIG1/IGFBP10）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞接着および血管新生に関与する42kDaの分泌タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYR61ウサギpAb
備考/別名	GIG1; CYR61; IGFBP10
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3491
GeneID	3491
免疫原	合成ペプチド ヒトCYR61（NP_001545.2）のアミノ酸120～220内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00622
タンパク質分子量	42kDa
配送	保冷バッグ