


Anti-Cysltrl1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y271

商品番号: CM0022977



前書き

システイニルロイコトリエン受容体1（CYSLTR1）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスにおけるWBおよびELISAで検証済みです。炎症、喘息、およびGPCRシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYSLTR1 Rabbit pAb
備考/別名	CYSLT1; CYSLTR; CYSLTR; HMTMF81; CYSLTR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10800
GeneID	10800
免疫原	ヒトCYSLTR1 (NP_006630.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y271
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ