


Anti-Cystathionase/Cthモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P32929

商品番号: CM0009177



前書き

ヒトCystathionase/CTH（CGL/CSE）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。トランススルフィル化およびH₂Sシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cystathionase/CTH Rabbit mAb
備考/別名	CGL; CSE; Cystathionase/CTH
種	ヒト
遺伝子ID	1491
免疫原	ヒトCystathionase/CTH（P32929）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P32929
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバック