


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗シスタチオナーゼ/Cthポリクローナル抗体 - P32929

商品番号: CM0025115



前書き

シスタチオナーゼ/CTHウサギpAbは、ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みのポリクローナル抗体です。トランス硫黄化経路およびH₂

S産生に関わる鍵酵素であるシスタチオニンγリアーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	シスタチオナーゼ/CTH ウサギ pAb
備考/別名	CGL; CSE; シスタチオナーゼ/CTH
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1491
免疫原	ヒトシスタチオナーゼ/CTH (NP_001893.2) のアミノ酸1-405番に対応する配列を含む組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32929
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	氷袋