


抗シスタチオニンBシンターゼ（Cbs）モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - P35520

商品番号: CM0002757



前書き

ヒトのシスタチオニンβシンターゼ（CBS、P35520）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ホモシステイン代謝、トランススルフィレーション経路、硫化水素シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBS ウサギmAb
別名	CBSL; HIP4; CBS
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	875
遺伝子ID	875
免疫原	ヒトCBS（P35520）のアミノ酸400～551番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35520
タンパク質分子量	61kDa
発送方法	保冷剤