

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗システチンA モノクローナル抗体 - P01040

商品番号: CM0010107



前書き

ヒトシステチンA（CSTA）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性があります。プロテアーゼ阻害および細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	システチンA ウサギ mAb
備考/別名	AREI; PSS4; STF1; STFA; Cystatin A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1475
遺伝子ID	1475
免疫原	合成ペプチド ヒトシステチンA (NP_005204.1) のアミノ酸1-98に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01040
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷バッグ