


Wb、Elisa用 抗シスタチンC ポリクローナル抗体 - P01034

商品番号: CM0013123



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証された高品質なウサギ抗シスタチンCポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのシスタチンCと反応します。シスタチンCは、アミロイドーシスや加齢性黄斑変性症に關与する分泌型システインプロテアーゼインヒビターです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Cystatin C Rabbit pAb
備考/別名	ARMD11; HEL-S-2; Cystatin C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1471
GeneID	1471
免疫原	ヒトシスタチンC (NP_000090.1) のアミノ酸27-146に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01034
タンパク質分子量	13kDa
配送	アイスパック