


抗シスタチンC ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa対応） - P01034

商品番号: CM0012586



前書き

高品質なウサギ由来モノクローナル抗シスタチンC抗体（クローンA8933、P01034）。ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスのシスタチンCを検出可能で、腎臓病・神経疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	シスタチンC ウサギmAb
備考/別名	ARMD11; HEL-S-2; Cystatin C
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1471
遺伝子ID	1471
免疫原	ヒトシスタチンC（P01034）のアミノ酸1-146番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS ID	P01034
タンパク質分子量	13kDa
輸送方法	氷袋