


Wb、If、Ihc、Elisa用抗シスタチンC ウサギモノクローナル抗体 - P01034

商品番号: CM0004964



前書き

ヒトCystatin

Cに対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、IF、IHC、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。システインプロテアーゼ制御とアミロイドーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cystatin C ウサギmAb
別名	ARMD11, HEL-S-2, Cystatin C
対象種	ヒト
遺伝子ID	1471
免疫原	ヒトCystatin C (NP_000090.1) のアミノ酸1-146番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01034
タンパク質分子量	13kDa
輸送方法	保冷剤