

Wb、Elisa用抗Cyth4ポリクローナル抗体 - Q9Uia0

商品番号: CM0020533

前書き

ヒトサイトヘジン-4 (CYTH4) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットのオルソログも認識します。ARFグアニンヌクレオチド交換研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYTH4ウサギpAb
備考／別名	CYT4; PSCD4; DJ63G5.1; サイトヘジン-4; CYTH4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27128
遺伝子ID	27128
免疫原	ヒトCYTH4 (NP_037517.1) のアミノ酸1〜70に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9UIA0
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ