

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗サイトクロームC モノクローナル抗体 - P99999

商品番号: CM0010307



前書き

ヒト サイトクロームC (P99999) ウサギ
モノクローナル抗体。WB、IHC-
P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反
応します。ミトコンドリアの電子伝達およびアポトー
シス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトクロームC ウサギ mAb
備考/別名	CYC; HCS; THC4; C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54205
GeneID	54205
免疫原	合成ペプチド：ヒト サイトクロームC (P99999) のアミノ酸1-105内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P99999
タンパク質分子量	12kDa
配送	アイスバッグ