

抗シトクロムCポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P99999

商品番号: CM0013459



前書き

ヒトシトクロムCを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのシトクロムCを検出可能。アポトーシスおよびミトコンドリア電子伝達系の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	シトクロムC ウサギpAb
備考/別名	CYC; HCS; THC4; C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54205
GeneID	54205
免疫原	ヒトシトクロムCのアミノ酸1-105に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_061820.1)。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P99999
タンパク質重量	12kDa
配送	アイスバッグ