


抗シトクロムC ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - P99999

商品番号: CM0015360



前書き

CamelBioの抗シトクロムC

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。アポトーシスおよびミトコンドリア呼吸の重要なマーカーである、ヒト、マウス、ラットのシトクロムCを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	シトクロムC ウサギpAb
備考/別名	CYC; HCS; THC4; シトクロムC
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54205
遺伝子ID	54205
免疫原	ヒトシトクロムC (NP_061820.1) のアミノ酸1-105番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P99999
タンパク質分子量	12 kDa
発送方法	保冷剤