

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗チトクロームP450

2E1 (Cyp2E1) モノクローナル抗体 - P05181

商品番号: CM0007237



前書き

ヒトCYP2E1に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF、IHC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのCYP2E1を検出します。薬物代謝および毒性学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	チトクロームP450 2E1 (CYP2E1) ウサギmAb
備考/別名	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; チトクロームP450 2E1 (CYP2E1)
種	ヒト
遺伝子ID	1571
免疫原	ヒトチトクロームP450 2E1 (CYP2E1) (NP_000764.1) のアミノ酸234~493に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05181
タンパク質分子量	57kDa
輸送	保冷バッグ