

Anti-Cytochrome P450 2E1 (Cyp2E1) Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Elisa - P05181

商品番号: CM0007152



前書き

ヒトCYP2E1に対するウサギモノクローナル抗体。W B、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。脂肪酸代謝および異物解毒の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) Rabbit mAb
備考/別名	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1571
GeneID	1571
免疫原	ヒトCYP2E1 (NP_000764.1) のアミノ酸234-493に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05181
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスパック