

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗サイトクロムP450 4A (Cyp4A11) モノクローナル抗体 - Q02928

商品番号: CM0002834

前書き

ヒトCYP4A11を標的とする検証済みのウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAに適しています。脂肪酸ω-

ヒドロキシル化、アラキドン酸代謝、および20-

HETEシグナル伝達の研究を可能にします。ヒト、マウス、ラットを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytochrome P450 4A (CYP4A11) Rabbit mAb
備考/別名	CP4Y; CYP4A2; CYP4AII; CYP4A11; Cytochrome P450 4A (CYP4A11)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1579
GeneID	1579
免疫原	ヒトCYP4A11 (Q02928) のアミノ酸50-150に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02928
タンパク質分子量	59kDa
配送	氷袋