


Wb、If/Icc、Elisa用抗Cytohesin-1（Cyth1）ポリクローナル抗体 - Q15438

商品番号: CM0021032



前書き

ヒトCytohesin-

1（CYTH1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。約46

kDaのタンパク質。ARF活性化、膜輸送、上皮極性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYTH1ウサギpAb
備考/別名	B2-1 ; SEC7 ; PSCD1 ; D17S811E ; CYTOHESIN-1 ; CYTH1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9267
免疫原	ヒトCYTH1のアミノ酸1～70に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_004753.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15438
タンパク質分子量	46 kDa
輸送	保冷バッグ