


Anti-Cytokeratin 1 (Krt1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P04264

商品番号: CM0004514



前書き

WB、IF-P、ELISAアプリケーションでバリデーションされた高品質な抗Cytokeratin 1 (KRT1) ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。ケラチノサイト分化および表皮構造の完全性に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytokeratin 1 (KRT1) Rabbit mAb
備考/別名	K1; CK1; EHK; AEI2; EHK1; EPPK; KRT1A; NEPPK; Cytokeratin 1 (KRT1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3848
遺伝子ID	3848
免疫原	合成ペプチド ヒトCytokeratin 1 (KRT1) (P04264) のアミノ酸545-644領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04264
タンパク質分子量	66kDa
配送	アイスバッグ