


If-P、Elisa用抗サイトケラチン10モノクローナル抗体 - P13645

商品番号: CM0004493



前書き

ヒトサイトケラチン10（CK-10、K10）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光（IF-P）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ケラチノサイト分化および皮膚バリア研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytokeratin 10 Rabbit mAb
備考/別名	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; Cytokeratin 10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3858
GeneID	3858
免疫原	合成ペプチド ヒトサイトケラチン10（P13645）のアミノ酸485-584領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13645
タンパク質分子量	59kDa
配送	氷袋