

Anti-Cytokeratin 12 (Krt12) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q99456

商品番号: CM0029441

前書き

ヒトサイトケラチン12（KRT12）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。角膜上皮の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytokeratin 12 (KRT12) Rabbit pAb
備考/別名	K12; MECD1; Cytokeratin 12 (KRT12)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3859
GeneID	3859
免疫原	ヒトサイトケラチン12（Cytokeratin 12 (KRT12)）のアミノ酸295-494（NP_000214.1）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99456
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスパック