

Anti-Cytokeratin 13 (Krt13) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P13646

商品番号: CM0028071

前書き

ヒトサイトケラチン13（KRT13、CK13、K13）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。分子量は約50kDa。粘膜上皮生物学の研究用途に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytokeratin 13 (KRT13) Rabbit pAb
備考/別名	K13; CK13; WSN2; Cytokeratin 13 (KRT13)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3860
遺伝子ID	3860
免疫原	組換えタンパク質 ヒトサイトケラチン13（Cytokeratin 13 (KRT13)）の amino 酸269-458に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_705694.2)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13646
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋