

Anti-Cytokeratin 13 (Krt13) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P13646

商品番号: CM0020846

前書き

ヒトサイトケラチン13（KRT13）（CK13またはWSN 2とも呼ばれる）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC、IF、ELISAアプリケーションに適しており、上皮および粘膜の研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytokeratin 13 (KRT13) Rabbit pAb
備考/別名	K13; CK13; WN; Cytokeratin 13 (KRT13)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3860
GeneID	3860
免疫原	ヒトサイトケラチン13（KRT13）（NP_705694.2）のアミノ酸269-458に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13646
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋