


抗サイトケラチン14 (Krt14) ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P02533

商品番号: CM0018682



前書き

ヒトサイトケラチン14 (KRT14/CK14) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのKRT14を検出可能。角化、上皮の完全性、単純型表皮水疱症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン14 (KRT14) ウサギpAb
備考/別名	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; サイトケラチン14 (KRT14)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3861
遺伝子ID	3861
免疫原	合成ペプチド ヒトサイトケラチン14 (KRT14) のアミノ酸371-470の配列に対応する合成ペプチド (NP_000517.3)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02533
タンパク質重量	52kDa
配送	アイスバッグ