


抗サイトケラチン14 (Krt14) ウサギモノクローナル抗体、Wb・Ihc-P・Elisa対応 - P02533

商品番号: CM0003344



前書き

サイトケラチン14 (KRT14) ウサギモノクローナル抗体 (P02533) は、ヒト・マウス・ラットを対象としたWB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。免疫原は組換えタンパク質、タンパク質分子量は52kDaです。ケラチノサイトおよび上皮生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン14 (KRT14) ウサギmAb
別名	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Cytokeratin 14 (KRT14)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3861
遺伝子ID	3861
免疫原	組換えタンパク質 ヒト・サイトケラチン14 (KRT14) (P02533)のアミノ酸264~457番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P02533
タンパク質分子量	52kDa
発送	氷袋梱包