

Wb用抗サイトケラチン16（Krt16）モノクローナル抗体 - P08779

商品番号: CM0010857

前書き

ヒトサイトケラチン16（KRT16）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAでバリデーション済み。マウスと交差反応します。皮膚生物学および自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名       | サイトケラチン16（KRT16）ウサギmAb                                        |
| 備考／別名     | K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; サイトケラチン16（KRT16） |
| 種         | ヒト                                                            |
| 遺伝子ID（ヒト） | 3868                                                          |
| 免疫原       | 合成ペプチド ヒトサイトケラチン16（KRT16）（P08779）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。   |
| 由来        | ウサギ                                                           |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                                     |
| アプリケーション  | WB、IF-P、IHC-P、ELISA                                           |
| 交差反応性     | ヒト、マウス                                                        |
| SWISS     | P08779                                                        |
| タンパク質分子量  | 51 kDa                                                        |
| 輸送        | 保冷バッグ                                                         |