

Anti-Cytokeratin 16 (Krt16) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P - P08779

商品番号: CM0028553

前書き

ヒトサイトケラチン16 (KRT16)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC C、IHC-

P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。皮膚生物学およびケラチン研究用。（SWISS P08779）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Cytokeratin 16 (KRT16) Rabbit pAb
備考/別名	K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; Cytokeratin 16 (KRT16)
種	ヒト
GeneID	3868
免疫原	ヒトサイトケラチン16 (KRT16) (NP_005548.2) のアミノ酸190-430に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08779
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋