

ウエスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞染色、Elisa用 抗サイトケラチン17 (Krt17) ウサギポリクローナル抗体 - Q04695

商品番号: CM0020238

前書き

ヒトサイトケラチン17 (KRT17)
に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞染色、ELISAで検証済み。ケラチノサイト分化、毛包生物学、乾癬、上皮幹細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン17 (KRT17) ウサギ pAb
備考/別名	PC, K17, PC2, 39.1, CK-17, PCHC1, Cytokeratin 17 (KRT17)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3872
免疫原	ヒトサイトケラチン17 (NP_000413.1) のアミノ酸133-432に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q04695
タンパク質重量	48kDa
発送	保冷バッグ