

抗サイトケラチン17モノクローナル抗体（Wb、If、Ihc、Elisa対応） - Q04695

商品番号: CM0008231

前書き

ヒトCytokeratin

17（サイトケラチン17）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF、IHC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応し、上皮細胞研究や皮膚付属器の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytokeratin 17 ウサギmAb
別名	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3872
GeneID	3872
免疫原	ヒトCytokeratin 17 (NP_000413.1) のアミノ酸333～432番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用アッセイ	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04695
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	保冷剤