

抗サイトケラチン18（Ck18）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa） - P05783

商品番号: CM0008211

前書き

WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済みのサイトケラチン18（CK18）ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。単純上皮における48kDaの中間径フィラメントタンパク質を標的。癌研究、細胞生物学、診断研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン18 ウサギmAb
備考/別名	K18; CK-18; CYK18
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3875
免疫原	ヒトサイトケラチン18（NP_000215.1）のアミノ酸241-430に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05783
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ