

Anti-Cytokeratin 18 (Krt18) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05783

商品番号: CM0017592

前書き

ヒトCytokeratin 18
(KRT18)を標的とするウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラット
と交差反応します。上皮細胞生物学およびがん研究に
最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytokeratin 18 (KRT18) Rabbit pAb
備考/別名	K18; CK-18; CYK18; Cytokeratin 18 (KRT18)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3875
免疫原	ヒトCytokeratin 18 (KRT18) (NP_000215.1) のアミノ酸127-430に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05783
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ