


抗サイトケラチン19（Ck19）ウサギモノクローナル抗体、Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa対応 - P08727

商品番号: CM0003350



前書き

ヒトCytokeratin-19（CK19）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、免疫原はKRT19のアミノ酸1～100番領域内の合成ペプチドです。WB、IF、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。上皮組織研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	サイトケラチン19 (CK19) ウサギmAb
別名	K19; KRT19; K1CS; Cytokeratin 19 (CK19)
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	3880
GeneID	3880
免疫原	合成ペプチド ヒトCytokeratin 19 (KRT19) (P08727) のアミノ酸1～100番領域内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08727
タンパク質分子量	44 kDa
発送方法	保冷剤梱包