


Anti-Cytokeratin 19 (Krt19) モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - P08727

商品番号: CM0003427



前書き

ヒトサイトケラチン19（KRT19）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのKRT19を認識します。中間径フィラメントおよび筋肉組織化の研究に使用してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytokeratin 19 (KRT19) Rabbit PolymAb®
備考/別名	K19; CK19; KICS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3880
GeneID	3880
免疫原	ヒトサイトケラチン19（KRT19）（NP_002267.2）のアミノ酸243-400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08727
タンパク質分子量	44kDa
配送	アيسバッグ