


## ウェスタンブロット (Wb)、免疫組織化学パラフィン切片 (Ihc-P)、免疫蛍光/免疫細胞化学 (If/Icc)、Elisa用 抗サイトケラチン19 (Krt19) ポリクローナル抗体 - P08727

商品番号: CM0016636



### 前書き

ヒトサイトケラチン19 (KRT19/CK19) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性あり。上皮生物学および癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | サイトケラチン19 (KRT19) ウサギ pAb                                                    |
| 備考/別名       | K19; CK19; KICS; Cytokeratin 19 (KRT19)                                      |
| 種           | ヒト                                                                           |
| GeneID (ヒト) | 3880                                                                         |
| GeneID      | 3880                                                                         |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトサイトケラチン19 (KRT19) (NP_002267.2) のアミノ酸210-340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                                          |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                                    |
| 適用方法        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                                   |
| SWISS       | P08727                                                                       |
| タンパク質分子量    | 44kDa                                                                        |
| 発送方法        | 保冷バッグ                                                                        |