

抗サイトケラチン20（Krt20）ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa用 - P35900

商品番号: CM0013322

前書き

サイトケラチン20（KRT20）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスの試料と反応します。ケラチンフィラメントの構造、ムチン分泌、腸上皮生物学の研究に最適です。診断および研究用途向けCamelBioのIVD原料ポートフォリオの一部です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン20 (KRT20) ウサギpAb
備考/別名	K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; Cytokeratin 20 (KRT20)
生物種	ヒト
遺伝子ID	54474 (ヒト)
免疫原	ヒトサイトケラチン20 (KRT20) (NP_061883.1) のアミノ酸245-424に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P35900
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	氷袋