

抗サイトケラチン2E（Krt2）ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P35908

商品番号: CM0016174

前書き

ヒトCytokeratin

2e（KRT2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。表皮分化、ケラチン中間径フィラメント、皮膚バリア機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytokeratin 2e (KRT2) ウサギpAb
備考・別名	K2e; KRTE; CK-2e; KRT2A; KRT2E; Cytokeratin 2e (KRT2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3849
GeneID	3849
免疫原	ヒトCytokeratin 2e (KRT2) (NP_000414.2) のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35908
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	氷袋