

Anti-Cytokeratin 4 (Krt4) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19013

商品番号: CM0002007

前書き

ヒトサイトケラチン4（KRT4）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。粘膜重層扁平上皮の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Cytokeratin 4 (KRT4) Rabbit mAb
備考/別名	K4; CK4; CK-4; CYK4; WSN1; Cytokeratin 4 (KRT4)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3851
遺伝子ID	3851
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19013
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスバッグ