


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗サイトケラチン5（Krt5）ウサギポリクローナル抗体 - P13647

商品番号: CM0026062



前書き

ヒトサイトケラチン5（KRT5）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。基底角化細胞における中間径フィラメント生物学の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン5 ウサギ pAb
備考/別名	K5; CK5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Cytokeratin 5 (KRT5)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3852
遺伝子ID	3852
免疫原	ヒトサイトケラチン5（KRT5）（NP_000415.2）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13647
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷バッグ