


Wb、Ihc-P、Elisa用抗サイトケラチン5モノクローナル抗体 - P13647

商品番号: CM0002494



前書き

ヒトサイトケラチン5（KRT5）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学（パララフィン包埋）、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。表皮およびケラチノサイト研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytokeratin 5 Rabbit mAb
備考/別名	K5; KRT5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Cytokeratin 5 (CK5)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3852
GeneID	3852
免疫原	ヒトサイトケラチン5（KRT5）(P13647)のアミノ酸491-590領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13647
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ