

Wb、Ihc-P、Elisa用抗サイトケラチン6（Krt6）ウサギモノクローナル抗体 - P02538

商品番号: CM0008141



前書き

ヒトサイトケラチン6（KRT6A）を標的とする高純度ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。上皮の完全性、創傷治癒、ケラチノサイト生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン6（KRT6）ウサギモノクローナル抗体
備考／別名	K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; サイトケラチン6（KRT6）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3853
GeneID	3853
免疫原	合成ペプチド ヒトサイトケラチン6（KRT6）（P02538）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02538
タンパク質分子量	60 kDa
配送	保冷バッグ