

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗サイトケラチン6 (Krt6)

ウサギポリクローナル抗体 - P02538

商品番号: CM0030483



前書き

ヒトサイトケラチン6 (KRT6)

特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。60

kDaのバンドを検出。上皮の完全性、創傷治癒、ケラチノパチーの研究に最適です。 - P02538

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン6 (KRT6) ウサギ pAb
備考/別名	K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; Cytokeratin 6 (KRT6)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3853
遺伝子ID	3853
免疫原	ヒトサイトケラチン6 (KRT6) (NP_005545.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02538
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ