

Wb、If、Ihc、Elisa用 抗サイトケラチン7 (Krt7) モノクローナル抗体 - P08729

商品番号: CM0005232



前書き

ヒトサイトケラチン7 (KRT7, CK7)

を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISA検出に適しています。マウスおよびラットの相同体と交差反応性があります。組換え免疫原 (aa 291-463, P08729)。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン7 (KRT7) ウサギmAb
備考/別名	K7; KRT7; SCL; K2C7; サイトケラチン7 (CK7)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3855
遺伝子ID	3855
免疫原	ヒトサイトケラチン7 (KRT7) (P08729) のアミノ酸291-463に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08729
タンパク質分子量	51 kDa
配送	保冷バッグ