

Wb、Ihc-P、If、Elisa用 抗サイトケラチン7 (Krt7) モノクローナル抗体 - P08729

商品番号: CM0004568



前書き

WB、IHC-P、IF、ELISA用に検証済みのウサギモノクローナル抗サイトケラチン7 (KRT7) 抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。上皮生物学および癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン7 (KRT7) ウサギmAb
備考/別名	K7; CK7; SCL; K2C7; Cytokeratin 7 (KRT7)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3855
免疫原	ヒトサイトケラチン7 (KRT7) (P08729) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08729
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷剤入り