

## Anti-Cytokeratin 7 (Krt7) ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - P08729

商品番号: CM0024480



### 前書き

#### Cytokeratin 7 (KRT7)

ウサギポリクローナル抗体（WB、IF-P、ELISAで検証済み）。ヒト、マウス、ラットと反応します。インターフェロンシグナル伝達およびウイルス翻訳調節に参与する細胞骨格タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Cytokeratin 7 (KRT7) Rabbit pAb                                        |
| 備考/別名       | K7; CK7; SCL; K2C7; Cytokeratin 7 (KRT7)                               |
| 種           | ヒト                                                                     |
| GeneID (ヒト) | 3855                                                                   |
| GeneID      | 3855                                                                   |
| 免疫原         | ヒト Cytokeratin 7 (KRT7) (NP_005547.3) のアミノ酸230-469に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                              |
| アプリケーション    | WB, IF-P, ELISA                                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                             |
| SWISS       | P08729                                                                 |
| タンパク質分子量    | 51kDa                                                                  |
| 配送          | アイスバッグ                                                                 |