

Wb・Elisa用抗サイトケラチン8（Ck8）モノクローナル抗体 - P05787

商品番号: CM0004802



前書き

ヒトCytokeratin

8（CK8）を標的とするマウスモノクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに対応しています。ヒト、マウス、ラットの種で検証済みであり、エピトープは合成ペプチドにマッピングされています。上皮細胞およびケラチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン8 マウスmAb
備考／別名	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Cytokeratin 8
種	ヒト
GeneID	3856
免疫原	CK8の合成ペプチド
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P05787
タンパク質分子量	54 kDa/56 kDa
発送方法	保冷剤